

## BNP/NT-proBNP を用いた心不全診療に関するステートメント —2023年改訂版—

日本心不全学会より、「血中 BNP/NT-proBNP を用いた心不全診療に関するステートメント 2023年改訂版」が出されました。

### 【BNP/NT-proBNP を用いた心不全診断や循環器専門医への紹介基準のカットオフ値】



改訂版での変更点は以下の3点になります。

- ① 心不全の可能性のある BNP のカットオフ値の変更  
BNP 値：40pg/mL → 35pg/mL
- ② BNP 値 100pg/mL に対応する NT-proBNP カットオフ値の変更  
NT-proBNP 値：400pg/mL → 300pg/mL
- ③ 心不全診断や循環器専門医への紹介基準の変更  
BNP:100/NT-proBNP:400(pg/mL) → BNP:35/NT-proBNP:125(pg/mL)

当センターでは、BNP・NT-proBNP の当日報告が可能です。

詳細については担当者までお問い合わせください